Cahier des charges — Webapp « Lithiase » (mono-médecin)

0) Objectif clinique

- Saisir des dossiers patients complets (épisodes, examens, biologie, traitements).
- Obtenir, à la demande, une proposition de type de calcul (Top 1–3) avec règles explicites.
- Générer un **résumé PDF** (dossier + inférence + conseils prévention).
- Rechercher/filtrer la base patient par paramètres (pH, UH, type, infection, etc.).

1) Gestion patient / Dossier médical (Priorité 1)

1.1. Fiche Patient

Champs obligatoires (formulaire « créer/éditer ») :

- Identité: Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe (M/F), Téléphone, Email.
- · Adresse (optionnel).
- Antécédents : personnels (Uro, métaboliques, endocrino...), familiaux (lithiase), chirurgicaux.
- Allergies, traitements chroniques (liste + posologies).
- Facteurs de risque/Hygiène : hydratation/jour (L), régime (riche protéines/sel/oxalate...).
- Notes libres.

1.2. Épisodes

Un patient peut avoir **n épisodes** (coliques néphrétiques, suivi, récidive...).

 Date, motif/diagnostic, douleur (O/N), fièvre (O/N), Infection urinaire (O/N), germe/uréase+ (si connu).

- Latitude clinique : latéralité, siège douloureux, symptômes associés.
- **Documents joints** (PDF, images) : CR opératoire, labo, etc.

1.3. Examens (liés à un épisode)

- Imagerie (scanner) cf. §2.
- **Biologie** cf. §3.
- Résultats/rapports externes (upload, texte).
- Traitements de l'épisode : médical (AINS, alcalinisation...), LEC/URS/PCNL (date, centre, résultat).
- Historique chronologique : timeline par patient (toutes entrées datées).
- Traçabilité : qui a modifié/ajouté, quand.

2) Saisie d'imagerie (scanner) — simple mais complète

Formulaire standardisé (radio-boutons / listes) :

- Taille (mm) : entier positif.
- Densité (UH) : valeur moyenne (± écart-type optionnel).
- Morphologie (choix unique) :
 - Sphérique lisse | Irrégulière spiculée | Crayeuse | Coralliforme |
 Hétérogène.
- Radio-opacité à l'ASP : Opaque / Transparent / Inconnu.
- Localisation : Rein (D/G, calice/sinus), Uretère (proximal/moyen/distal),
 Vessie.
- Nombre : Unique / Multiple (si multiple, taille max + nombre estimé).
- Commentaires (texte court).

But : alimenter l'algorithme d'inférence (UH + morpho + opacité + taille + localisation).

3) Saisie biologique — simple et différenciatrice

Formulaire standardisé:

- **pH urinaire** (4.5–8.5, pas de décimale stricte).
- Marqueurs « hyper- » (cases à cocher) :
 - Hyperoxalurie (O/N), Hypercalciurie (O/N), Hyperuricurie (O/N),
 Cystinurie (O/N).
- Infection urinaire : O/N (si O, germes/uréase+ oui/non/NC).
- Option valeurs numériques (si disponibles) : oxalurie mg/24h, calciurie mg/24h, uricurie mg/24h.

But : critères différentiels simples (pH acide vs alcalin ; hyperoxalurie → oxalate ; hypercalciurie → calciques ; etc.).

4) Moteur d'inférence (aide à la décision) — « simple mais détaillé »

4.1. Types couverts

- Oxalate de calcium : Whewellite (mono), Weddellite (di)
- Phosphates calciques : Carbapatite, Brushite
- Struvite (infectieux), Cystine, Acide urique, Urate d'ammonium

4.2. Règles simples (barèmes lisibles)

Pour **chaque type T**, on calcule un **score/20** en additionnant de petits sousscores :

A. Densité (UH) — 0 à 6 pts

- Dans la plage typique de T → +6
- ±100 UH → +4; ±200 UH → +2; sinon 0

Plages (référentiel) :

- Whewellite 1200–1700 | Weddellite 1000–1450 | Carbapatite 1300–1400 | Brushite 1550–2000
- Struvite 550–950 | Cystine 650–850 | Acide urique 350–650 | Urate ammonium 150–300

B. Morphologie — 0 à 3 pts

- Motif signature : spiculée (weddellite/struvite), sphérique lisse (whewellite), coralliforme (struvite) → +3
- Compatible → +1

C. pH — 0 à 3 pts

- pH acide (≈5-5.8): oxalate, acide urique, cystine → +3 pour ces types
- pH alcalin (≈6.8–7.5): struvite, phospho-calciques, urate ammonium → +3 pour ces types
- Voisin (±0.5) → +1

D. Métabolique — 0 à 4 pts

- Signature présente :
 - hyperoxalurie → whewellite (+4)
 - hypercalciurie → weddellite/phosphates (+4)
 - hyperuricurie → acide urique (+4)
 - cystinurie → cystine (+4)

E. Infection — -1à +3 pts

- Infection/uréase+ → +3 pour struvite/carbapatite/urate ammonium
- Si absence d'infection → -1 pour ces 3 types (augmenter spécificité)

F. Radio-opacité ASP — 0 à 1 pt

 Concordance attendue : opaque (calciques) / transparent (urique, cystine, struvite) → +1

Sortie: Top 3 types triés; Top 1 = type proposé.

On affiche **« Pourquoi ? »**: liste des règles gagnantes (UH=1380 + pH 7.2 + infection + opacité...).

Incertitude : si Δ score(top1, top2) < 2 \rightarrow badge "Résultat incertain, compléter biologie/CT".

4.3. Conduite à tenir (résumé simple)

- LEC (ESWL) Oui/Non selon type :
 - Oui : Weddellite, Carbapatite, Struvite (selon contexte)
 - Non: Whewellite, Brushite, Cystine, Acide urique, Urate ammonium

Choix voie (indicatif, combiné à la taille) :

- <10 mm : médical/URS/LEC si éligible
- 10–20 mm: LEC si HU modérées et type favorable, sinon URS
- 20 mm ou coralliforme : PCNL ; infection → ATB préalable
- Prévention (cartes synthèse auto) :
 - Acide urique → hydratation + alcalinisation + diététique protéines
 - Oxalate → réduire oxalate alimentaire, hydratation
 - Struvite/Carbapatite/Urate ammonium → contrôle infectieux
 - Hypercalciurie → diète sel/calcium équilibrée ; Brushite → bilan para/PO₄

5) Recherche & filtres puissants

5.1. Moteur de recherche

- Barre « tout » (nom, tél., note).
- Filtres: pH (plage), UH (plage), type inféré, infection, hyper-xxx, taille (plage), localisation, LEC Oui/Non, date période, traitements (LEC/URS/PCNL).

5.2. Exports

- CSV (tableau de résultats filtrés).
- PDF patient (identité, épisodes, derniers examens, inférence, conseils).

6) Interfaces (HTML + Tailwind)

6.1. Écrans

1. Tableau de bord

 Bouton « Nouveau patient », champ de recherche, filtres rapides (infection, type, pH, UH).

2. Fiche Patient (onglets)

Résumé (infos clés + derniers résultats)

- Épisodes (liste + bouton « Ajouter »)
- Examens (Scanner & Biologie)
- Inférence (bouton « Calculer ») → affiche Top3 + justification + LEC/voie/prévention
- **Documents** (uploads)
- 3. Recherche avancée (filtres + tableau résultats + export CSV/PDF).

6.2. UX/Validation

- Masques: UH (100–2200), pH (4.5–8.5), taille >0.
- Erreurs inline, labels clairs, tooltips (ex. « spiculée = pointes irrégulières »).
- Badge Incertitude si scores proches ; suggestions de compléments (ex. « doser calciurie »).

7) Sécurité & déploiement

- Mono-utilisateur: authentification simple (username+password), session locale.
- SQLite chiffrée (ou dossier protégé) + sauvegarde régulière.
- HTTPS si réseau (cert local).
- Export : PDF non modifiable, CSV anonymisable (option).

8) Critères d'acceptation (tests)

- Création patient/épisode/examens → OK.
- /infer :
 - UH=1650 + pH 5.3 + hyperoxalurie → Whewellite Top1, LEC=Non.
 - UH=1100 + morpho spiculée + pH 5.6 + hypercalciurie → Weddellite Top1, LEC=Oui.
 - UH=1320 + pH 7.2 + infection → Carbapatite Top1, LEC=Oui.
 - UH=600 + pH 7.0 + infection (uréase +) → Struvite Top1, LEC=Oui.
 - UH=450 + pH 5.2 + hyperuricurie → Acide urique Top1, LEC=Non.
- Export PDF & CSV → OK.

• Recherche par filtres (pH, UH, type, infection) → **OK**.

Ce que tu obtiens concrètement

- Un dossier patient structuré (épisodes, examens, traitements, documents).
- Une classification simple & détaillée, 100% pilotée par la saisie (UH, morpho, pH, hyper-xxx, infection, ASP).
- Un moteur explicable (barèmes clairs, justification lisible).
- Des recherches puissantes + exports.